

---

# Micromedical VisualEyes™

## 505

Para un análisis  
preciso de los  
movimientos  
oculares

Acaricia el futuro  
del balance



# Observación superior del nistagmo



Modo reproducción



Facilidad para exportar videos



Cameras USB con variedad de opciones en las lentes

VF405 proporciona las condiciones idóneas para observar sin fijación los movimientos oculares durante

- Prueba espontánea
- Prueba Dix-Hallpike y posicional
- Prueba de "Head Shaking"
- Otras pruebas definidas por el usuario

## Las gafas

El sistema VF405 incorpora un diseño de gafas líder en el mercado que también es conocido gracias a los sistemas clínicos de videonistagmografía VN415/VO425 FireWire®.

- Ligeras y con una tapa de fácil ajuste
- Con luz de fijación integrada
- Almohadillas de espuma desechables que permiten unas condiciones de higiene adecuadas para las cámaras de montaje lateral.
- Botón de accionamiento remoto para las cámaras de montaje superior\*
- Cómodas
- Muy ligeras y completamente ajustables
- Una o dos cámaras: condiciones adaptables a su gusto

Las cámaras USB se conectan directamente a ordenadores portátiles o de sobremesa. Calidad superior de la imagen con iluminación por infrarrojos y cámaras de alta resolución con enfoque regulable.

- Detección nítida de movimientos torsionales

\* Solo disponible en Estados Unidos



Videos sincronizados de los movimientos oculares y del paciente


## Grabación de vídeo

El VisualEyes™ 505 muestra cada ojo y la situación de las imágenes de la cámara en la pantalla.

- Indicador de grabación con tiempo transcurrido
- Utilice las pruebas preconfiguradas o cree sus propios nombres de prueba
- Grabación de vídeo controlada a distancia con mango, pedal de pie o botón en las gafas, y luz de fijación.
- Los archivos de vídeo se almacenan en formato de archivo AVI

## Reproducción de videos

- Reproductor avanzado de vídeo con retroceso de 10 segundos y opciones de visualización fotograma a fotograma.
- En modo Synch con videos de situación y sonido.
- Permite insertar notas de interés en la grabación de vídeo



Controles reproducción

**Repetición  
sincronizada del  
vídeo de situación, la  
(s) imagen(es) de ojo  
y el sonido**  
**Base de datos de  
pacientes integrada**

### **Video de situación externo**


El VF405 incluye una cámara externa para grabar el video y el sonido desde la prueba.

- Las imágenes, el sonido y el video de monitorización externa, estarán sincronizados

### **El Software**

El VF405 es un módulo de software, que se maneja a través de la base de datos de paciente OtoAccess. Compatible con Windows 10. Interfaz de usuario es muy intuitiva y está diseñada para proporcionar la máxima comodidad al mismo, incluyendo ayudas para su utilización.

- Ver todas las sesiones de cada paciente en la base de datos
- Interfaz multilingüe
- Editor de informes con función de procesamiento de textos



Panel de pruebas disponible





## Interacoustics a/s

Interacoustics es un proveedor de soluciones de diagnóstico líder a nivel internacional en el campo de la evaluación de la audición y el equilibrio. Ayudamos a los audiólogos profesionales a lograr nuevos objetivos a través de desarrollos continuos y un enfoque constante en la integración y el valor del cliente directo.

## Con usted en todo momento

Cuando adquiera equipos audiológicos de la marca Interacoustics, no solo se llevará un producto de gran calidad, sino que también contará con la ayuda de personal de soporte altamente cualificado y especializado. Trabajamos en más de 100 países de todo el mundo a través de una red de distribuidores y centros de asistencia técnica cuidadosamente seleccionados para garantizarle que dispondrá de una cobertura completa en cuanto a soporte y asistencia.

## Especificaciones del producto

Todas las especificaciones técnicas y de hardware relativas al sistema VF405 pueden descargarse en nuestro sitio web.

**Obtenga más información en [interacoustics.com](http://interacoustics.com)**

Vaya a la página web para explorar nuestra gama de productos completa

### Interacoustics A/S

Audiometer Allé 1  
5500 Middelfart  
Denmark

T +45 6371 3555  
F +45 6371 3522

[info@interacoustics.com](mailto:info@interacoustics.com)  
[interacoustics.com](http://interacoustics.com)



**Interacoustics**